



UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA

Mayo 06, 2026

MANUAL DE USUARIO

VIH APP



Preparado por:

AMERICA FERNANDA NEVAREZ DE LA CRUZ
LUIS ALBERTO ROLDAN CASTRO



ÍNDICE

PRIMEROS PASOS	3
✕ Crear una cuenta	4
✕ Iniciar sesión	8
✕ Recuperar contraseña	9
SECCIONES DE VIH-APP	
✕ Panel de progreso	11
✕ Notificaciones	12
✕ Panel de tomas diarias	13
Marcar una dosis como tomada	
Reactivar y reprogramar notificaciones de toma de medicamentos	
✕ Información del perfil	14
Modificar los datos que ingresé al crear la cuenta o actualizar mi tratamiento	
Cerrar sesión	
✕ Panel de seguimiento	16
Programar notificaciones de seguimiento diario	
Registrar respuestas de seguimiento	
✕ Panel de estado emocional	17
✕ Accesibilidad	18
Usar asistente de voz	
Temas de la aplicación	



PRIMEROS PASOS

¿CÓMO PUEDO COMENZAR?

El proceso de instalación se realiza mediante la descarga del archivo .apk a través del sitio web oficial para ejecutar en **dispositivo Android**. Usted debe verificar estrictamente que el dominio corresponda al proporcionado por el equipo de desarrollo, evitando cualquier proveedor externo. En caso de ser necesario, debe habilitar la instalación desde orígenes desconocidos en la configuración de seguridad de su dispositivo móvil.

Una vez instalada la aplicación, usted debe crear una cuenta completando los datos requeridos por el sistema, lo que permitirá iniciar sesión de forma automática.

CREAR UNA CUENTA




Figura 1



Figura 2




Figura 3

Tras la creación de la cuenta (Figura 1), el sistema le redirigirá a la sección de captura de datos, donde usted debe completar la información sociodemográfica requerida para el seguimiento de su caso. Se le recomienda proporcionar una dirección de correo electrónico a la que se tenga acceso constante, con el fin de facilitar el restablecimiento de la contraseña en caso de ser necesario.

CREAR UNA CUENTA



Figura 4




Figura 5




Figura 6

Al tener una cuenta previamente creada la aplicación entrará en el apartado de llenado de información personal, tal como la escolaridad, país de origen, nombre, género, año de nacimiento y la cantidad de años radicando en Baja California, además de capturar las condiciones médicas (Figura 4). Una vez llenada, se envía su solicitud (Figura 5) y el acceso está en revisión de un asesor médico para supervisar los cambios. Usted deberá esperar a ser aprobado.

CREAR UNA CUENTA



Figura 7



Figura 8




Figura 9

Si la solicitud es aprobada el ingreso es automático, si no, usted recibirá un mensaje en la pantalla en donde se muestra el motivo y se solicitará que haga la corrección de sus datos (Figura 7).

Una vez usted realice la corrección puede enviar la solicitud. Nuevamente sus datos serán confirmados por un revisor y usted deberá esperar.

CREAR UNA CUENTA

SECCIONES COMUNES A CORRECCIÓN



Figura 10




Figura 11




Figura 12

Puede ser necesario corregir tanto medicamentos AVR como adicionales. Para completar el registro de un medicamento adicional, ingrese el nombre y la frecuencia de cualquier fármaco extra en el apartado de **Medicamentos adicionales**:

- 1 vez al día: 6 a. m.
- 2 veces al día: 6 a. m. y 2 p. m.
- 3 veces al día: 6 a. m., 2 p. m. y 10 p. m.

Presione **Agregar medicamento** para incluirlos en su lista personal. Finalmente, seleccione **“Enviar solicitud de registro”** completo para confirmar los cambios; una vez realizado, aparecerá un aviso de **¡Solicitud enviada!** confirmando que su información está en revisión.

INICIAR SESIÓN



The image shows a smartphone screen with the VIH app's login interface. At the top, there is a logo featuring a red heart, a green apple, a yellow smiley face, and the text 'VIH'. Below the logo, the text 'Inicia sesión para continuar.' is displayed. There are two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'ejemplo@correo.com' and 'Contraseña' with the placeholder 'Tu contraseña'. A link '¿Has olvidado tu contraseña?' is located below the password field. A green 'Ingresar' button is positioned below the link. At the bottom, there is a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'. A blue speaker icon is visible in the bottom right corner of the screen.

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

En la pantalla de inicio de sesión usted puede acceder a la aplicación únicamente con una cuenta previamente registrada en el sistema.

El inicio de sesión es persistente, por lo que se mantendrá incluso si la aplicación es reinstalada o durante las actualizaciones. Esta pantalla, además de iniciar sesión, permite:

- Recuperar la contraseña en caso de olvido con el enlace de recuperación.
- Registrarse en caso de no haberlo hecho anteriormente.

RECUPERAR CONTRASEÑA



Figura 14



Figura 15



Figura 16

En caso de olvidar la contraseña, el sistema enviará un mensaje de confirmación (ver Figura 15). Para iniciar el proceso de recuperación, haga clic en la opción “¿Ha olvidado su contraseña?” en la pantalla de inicio de sesión (ver Figura 16). A continuación, ingrese su dirección de correo electrónico y seleccione el botón “Enviar correo” para recibir las instrucciones correspondientes.

RECUPERAR CONTRASEÑA



Figura 17



Figura 18





Figura 19

Se emitirá una notificación confirmando que el correo electrónico ha sido enviado exitosamente. A partir de ese momento, usted podrá consultar su bandeja de entrada; en caso de no visualizar el mensaje, se le recomienda verificar la carpeta de correo no deseado o Spam, tal como se muestra en la Figura 18.

El correo contiene un enlace que le redireccionará a la interfaz de recuperación. En dicha pantalla (Figura 19), usted debe establecer la nueva contraseña para restablecer sus credenciales y poder iniciar sesión nuevamente.

PANEL DE PROGRESO



PANTALLA DE PROGRESO

El panel de progreso ofrece una visión general del cumplimiento del tratamiento farmacológico, calculando la adherencia en función de la toma diaria de medicamentos.

¿Cómo se calcula este porcentaje? El sistema realiza una comparativa automática entre la actividad esperada y la actividad registrada:

- Dosis esperadas: Aquellas de medicamentos marcados como activos, para los medicamentos antirretrovirales, se esperan tres dosis al día.
- Dosis tomadas: Corresponde al número de dosis que el usuario ha marcado como tomadas.
- Cálculo final: El porcentaje de progreso mostrado en pantalla es el resultado de contrastar las dosis realmente tomadas frente al total de dosis esperadas.

NOTIFICACIONES




Figura 21




Figura 22

Para asegurar el correcto funcionamiento de las alertas, la aplicación solicitará primero el permiso para enviar notificaciones al dispositivo (Figura 21). Una vez concedido el acceso, el sistema confirmará mediante una ventana emergente que se han programado exitosamente los recordatorios para las tomas de los próximos días (Figura 22).

PANEL DE TOMAS DIARIAS




Figura 23



Figura 24




Figura 25

Esta sección le permite administrar el registro diario de su tratamiento, a continuación las acciones:

- Para registrar una dosis como consumida, pulse sobre el recordatorio; el estado cambiará automáticamente a "Tomada". Pulse nuevamente sobre el elemento para desmarcar la acción.
- El sistema no permite el registro de tomas futuras, en caso de olvido marque como consumida la dosis aunque no este en tiempo.
- Los medicamentos antirretrovirales poseen una programación fija con alertas automáticas a las 06:00, 14:00 y 22:00 horas (cada 8 horas), garantizando el cumplimiento del tratamiento.
- El icono de campana permite gestionar las alertas del sistema. Debe utilizar esta función para reprogramar las notificaciones cada cambio en medicación o que se requiera reactivar el ciclo de notificaciones después de treinta días.

INFORMACIÓN DEL PERFIL




Figura 26



Figura 26



Figura 26

Esta sección del menú muestra los datos sociodemográficos que ingresó durante el proceso de creación de su cuenta.

Funciones:

- **Modificación de Datos:** Puede editar cualquiera de sus campos. Cuando se altera un valor, el campo correspondiente se resaltará en color rosa. Esto indica que el sistema ha detectado el cambio y está "Listo para guardarse". Una vez se seleccione "Solicitar cambio" se enviará a revisión.
- **Precaución al Guardar:** Es imperativo que usted seleccione la opción de "Guardar cambios". Si se realiza una modificación accidental y no se guarda, el sistema no enviará la solicitud.

INFORMACIÓN DEL PERFIL




Figura 29



Figura 30

- Cierre de Sesión: Esta es también la sección designada para finalizar el acceso a la plataforma. La opción para “Cerrar sesión” se encuentra disponible al final de la pantalla.

PANEL DE SEGUIMIENTO



PANTALLA DE SEGUIMIENTO DIARIO

La sección de seguimiento diario está diseñada para registrar y evaluar los hábitos de salud y bienestar de manera integral.

¿Cómo funciona el seguimiento diario? El sistema presenta un cuestionario compuesto por cinco preguntas diarias orientadas a evaluar aspectos clave como la actividad física, la alimentación y el estado emocional:

- **Recordatorios:** En la parte superior de la sección se encuentra un icono de campana. Al activarlo, el sistema genera recordatorios diarios durante un período de 30 días para asegurar la constancia en el registro. Es necesario activar esta función manualmente en la campanita si se desea recibir esta notificación diaria.
- **Retroalimentación positiva:** Al registrar cada respuesta, la plataforma emite de forma automática un mensaje motivacional, incentivando el mantenimiento de hábitos saludables.

PANEL DE ESTADO EMOCIONAL



Figura 32




Figura 33

Esta sección evalúa y muestra su progreso del bienestar emocional basándose en los registros ingresados en el cuestionario diario.

Funcionamiento del Análisis:

- **Clasificación de Respuestas:** La plataforma analiza el historial de respuestas considerando los estados emocionales positivos, negativos y neutros registrados.
- **Cálculo del Estado Actual:** El sistema utiliza estos datos para determinar un porcentaje y ofrecer una perspectiva del estado emocional actual.
- **Manejo de Datos Neutros:** El análisis se basa exclusivamente en las respuestas emitidas. En caso de que no responda a una consulta emocional en un día determinado, el registro se considerará neutro y se omitirá.

ACCESIBILIDAD






Figura 34

Para garantizar una experiencia inclusiva y apoyar a los usuarios con problemas de visión, la plataforma incorpora una función de asistencia auditiva en todas sus pantallas.



Funcionamiento del Asistente de Voz:

- **Lectura de Interfaz:** Al hacer clic sobre el icono de la bocina (presente en la interfaz), el sistema iniciará la lectura guiada de los elementos y textos de la pantalla.
- **Control de Reproducción:** El asistente se puede pausar o detener en cualquier momento. Para ello, basta con pulsar nuevamente sobre el icono de la bocina.
- **Para cambiar el tema de la aplicación** es necesario pulsar el botón con luna y sol en la esquina superior derecha, con cada toque se actualiza entre el tema oscuro, claro y de alto contraste. En las siguientes páginas se muestran:





TEMA CLARO



TEMA ALTO CONTRASTE



TEMA OSCURO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

Mayo 06, 2026